

E 362

Vis borgne

pour verrouiller les vissages sur les supports de chargement.



- Pas de vis M 8 x 1

Numéro EAN: 4002511117136 / Numéro de matériel: 03809630 /
Ancien Numéro de matériel: 69736201D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments de robotique	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	14
Dimension extérieure, largeur nette en mm	10
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	10
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	120
Dimension extérieure, largeur brute en mm	120
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	170
Diamètre en mm	10
Poids net en kg	0,00
Poids brut en kg	0,01