

E 367

Chariot

pour la prise en charge optimale du matériel d'intubation.



- 20 buses Ø 2,5 x 30 mm, 25 buses Ø 4,0 x 30 mm (5 non montées)
- 40 ressorts de retenue pour buses
- Equipé d'un raccord pour séchage à air chaud
- Support pour ML/2 pour détection chariot/contrôle bras de lavage

Numéro EAN: 4002511116337 / Numéro de matériel: 03809710 /  
Ancien Numéro de matériel: 69536701D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Composants</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Chariots pour instruments d'anesthésie	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments d'anesthésie	•
<b>Raccordement élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	502
Dimension extérieure, largeur nette en mm	535
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	515
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	490
Dimension extérieure, largeur brute en mm	540
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	550
Poids net en kg	6,20
Poids brut en kg	10,00