


E 373

Utilisation

pour la prise en charge optimale d'instruments ORL.



- Largeur mailles au fond 3 mm, côtés 1,7 mm, couvercle 3 mm
- Equipé de 28 supports verticaux
- Equipé de 2 poignées de transport pivotantes
- Utilisable dans le panier inférieur et supérieur

Numéro EAN: 4002511116405 / Numéro de matériel: 03809790 /  
Ancien Numéro de matériel: 69537301D

<b>Appartenance du produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Composants</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour les instruments ORL	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments ORL	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	55
Dimension extérieure, largeur nette en mm	150
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	225
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	80
Dimension extérieure, largeur brute en mm	170
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	240
Poids net en kg	0,66
Poids brut en kg	0,77