

E 408  
Chariot  
pour la prise en charge optimale de max. (Wert)96 pipettes.



- Convient pour (Wert)96 pipettes jusqu'à 450 mm
- Dimensions 16 x 16 mm
- Complet avec le support de 150 mm de hauteur
- Equipé d'un raccord pour séchage à air chaud

Numéro EAN: 4002511116689 / Numéro de matériel: 03810130 /  
Ancien Numéro de matériel: 69540801D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
<b>Composants</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Chariots avec raccordement pour le séchage à l'air chaud	•
Chariot de chargement pour pipettes	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des pipettes/flacons	•
<b>Capacité</b>	
Pipettes [nombre]	96
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	502
Dimension extérieure, largeur nette en mm	535
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	517
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	540
Dimension extérieure, largeur brute en mm	530
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	500
Poids net en kg	5,50
Poids brut en kg	7,10