


E 413

Utilisation

pour la prise en charge optimale des tuyaux d'aspiration.



- Convient pour 6 tuyaux d'aspiration du système Sirona
- Utilisable dans le panier supérieur O177/1

Numéro EAN: 4002511124486 / Numéro de matériel: 03810180 /  
Ancien Numéro de matériel: 68741301D

<b>Appartenance du produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs	•
<b>Composants</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour les instruments dentaires	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments dentaires	•
<b>Capacité</b>	
Tuyaux [nombre]	6
<b>Raccordement élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	205
Dimension extérieure, largeur nette en mm	390
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	450
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	250
Dimension extérieure, largeur brute en mm	485
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	495
Poids net en kg	1,40
Poids brut en kg	1,41