


A 13 Couvercle pour fixer la vaisselle fragile.



- Couvercle en inox
- Tresse métallique 1 mm, largeur mailles 8 mm, cadre tournant 4 mm
- Pour compléments E 103, E 104, E 105 et E 139 en remplacement

Numéro EAN: 4002511117204 / Numéro de matériel: 03810200 /
Ancien Numéro de matériel: 69745001D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Couvercle	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	20
Dimension extérieure, largeur nette en mm	200
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	320
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	20
Dimension extérieure, largeur brute en mm	220
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	300
Poids net en kg	0,14
Poids brut en kg	0,25