

ID 200

Gicleur à injection

avec supports plastique, Ø (Wert)6 mm, long. 200 mm.



- Convient pour les chariots et paniers d'injection courants
- Convient p. ex. pour éprouv. grad., ballons grad., tubes essai

Numéro EAN: 4002511117013 / Numéro de matériel: 03810380 /
Ancien Numéro de matériel: 69720001D

Familie produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Raccordement élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	55
Dimension extérieure, largeur nette en mm	55
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	200
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	107
Dimension extérieure, largeur brute en mm	130
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	200
Diamètre en mm	6
Poids net en kg	0,02
Poids brut en kg	0,14