


E 118

Utilisation

pour la prise en charge optimale de boîtes de Pétri.



- Convient pour 38 boîtes de Petri de Ø 100 mm
- Equipé de 38 supports, hauteur 70 mm, écartement d'env. 26 mm
- Utilisable dans le panier supérieur

Numéro EAN: 4002511115767 / Numéro de matériel: 03830270 /  
Ancien Numéro de matériel: 69511801D

<b>Appartenance du produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Composants</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour les boîtes de Pétri	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Boîtes de Pétri [nombre]	38
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	120
Dimension extérieure, largeur nette en mm	460
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	445
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	160
Dimension extérieure, largeur brute en mm	480
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	480
Poids net en kg	1,54
Poids brut en kg	1,90