

E 137

Utilisation

pour la prise en charge optimale de (Wert)56 boîtes de Pétri.



- Convient pour (Wert)56 boîtes de Pétri de Ø 100 mm
- Équipé de 56 supports de 70 mm de haut, distance env. 26 mm
- Utilisable dans le panier inférieur
- Peut être placé sur le complément E 136

Numéro EAN: 4002511115958 / Numéro de matériel: 03830290 /
Ancien Numéro de matériel: 69513701D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les boîtes de Pétri	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Écart entre les supports en mm	26
Hauteur de support en mm	70
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Boîtes de Pétri [nombre]	56
Raccordement élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	485
Dimension extérieure, largeur nette en mm	445
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	95
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	140
Dimension extérieure, largeur brute en mm	530
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	580
Poids net en kg	2,02
Poids brut en kg	3,45