

E 142

Utilisation

pour la prise en charge de divers instruments.



- Tresse métallique 1 mm, largeur mailles 5 mm, cadre 5 mm
- Equipé de 2 poignées de transport pivotantes
- La capacité de charge max. correspond à 10 kg

Numéro EAN: 4002511115972 / Numéro de matériel: 03830300 /
Ancien Numéro de matériel: 69514201D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
G 7824	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Panier à mailles	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des instruments gynécologiques	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	55
Dimension extérieure, largeur nette en mm	255
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	480
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	75
Dimension extérieure, largeur brute en mm	280
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	515
Poids net en kg	0,70
Poids brut en kg	0,86