

E 143

Utilisation

pour la prise en charge optimale de divers instruments.



- Tresse métallique 1 mm, largeur mailles 5 mm, cadre 5 mm
- Equipé de 2 poignées de transport pivotantes

Numéro EAN: 4002511115989 / Numéro de matériel: 03830310 /  
Ancien Numéro de matériel: 69514301D

<b>Appartenance du produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Composants</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier à mailles	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	55
Dimension extérieure, largeur nette en mm	255
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	230
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	75
Dimension extérieure, largeur brute en mm	285
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	260
Poids net en kg	0,49
Poids brut en kg	0,70