

E 416

Utilisation

pour la prise en charge optimale de (Wert)6 spéculums à une ou deux parties.



- Pour la prise en charge de (Wert)6 spéculums à une ou deux parties
- 7 supports avec un écartement de 40 mm
- Utilisable dans panier sup. (spéculums à une partie) et inf.

Numéro EAN: 4002511803824 / Numéro de matériel: 03888650 /
Ancien Numéro de matériel: 69541601D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
Catégorie de produit	
Complément pour les instruments gynécologiques	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments gynécologiques	•
Capacité	
Spéculums gynécologiques [nombre]	6
Raccordement élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	157
Dimension extérieure, largeur nette en mm	178
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	279
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	210
Dimension extérieure, largeur brute en mm	200
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	365
Poids net en kg	0,69
Poids brut en kg	0,97