

MT

Chariot de transport
pour le chargement et le déchargement des laveurs-désinfecteurs.



- Pour le stockage et le transport de paniers et compléments
- Divisé en 4 niveaux, réglables de 102,5 mm
- Mobile avec 4 roulettes blocables
- Dimensions de chargement 549 x 599 mm

Numéro EAN: 4002511820005 / Numéro de matériel: 03893140 /
Ancien Numéro de matériel: 69200102D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Système de rangement/transport	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1985
Dimension extérieure, largeur nette en mm	662
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	616
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	2030
Dimension extérieure, largeur brute en mm	680
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	680
Poids net en kg	23,00
Poids brut en kg	29,00