

A 16  
Couvercle  
pour fixer la vaisselle fragile.



- Tresse métallique 1 mm, largeur mailles 5 mm, cadre tournant 4 mm

Numéro EAN: 4002511860971 / Numéro de matériel: 03981990 /  
Ancien Numéro de matériel: 69745004D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Composants</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Couvercle	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	19
Dimension extérieure, largeur nette en mm	230
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	215
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	40
Dimension extérieure, largeur brute en mm	250
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	255
Poids net en kg	0,15
Poids brut en kg	0,30