

E 442

Douille de rinçage

pour la prise en charge optimale des instruments MIC.



- Convient aux instruments MIC de Ø 4 – 8 mm, vissables
- Longueur (Wert)121 mm mm, Ø (Wert)6 mm mm
- Bouchon, ouverture de Ø 6 mm
- Collier de fixation (num. d'art. 4174850)

Numéro EAN: 4002511908208 / Numéro de matériel: 04203830 / Ancien Numéro de matériel: 69744201D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Douille de rinçage	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	121
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	80
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	120
Diamètre en mm	6
Poids net en kg	0,03
Poids brut en kg	0,03