

E 446

Capuchon de douilles de rinçage

pour fixation optimale instruments lors de l'utilisation douilles de rinçage.



- 12 bouchons pour douilles de rinçage
- Ouverture Ø (Wert)10 mm mm

Numéro EAN: 4002511908178 / Numéro de matériel: 04203860 /  
Ancien Numéro de matériel: 69744601D

<b>Appartenance du produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Composants</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autres accessoires	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Plastique
Couleur	Transparent
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments avec lumen	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	80
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	120
Diamètre en mm	10
Poids net en kg	0,03
Poids brut en kg	0,03