

E 451

Complément à mailles
pour la prise en charge optimale de divers instruments.



- Complément à mailles avec couvercle pour les petites pièces
- Tresse métallique : 1 mm au fond, 0,8 mm côtés, 1 mm couvercle
- Largeur mailles : 3 mm au fond, 1,7 mm côtés, 3 mm couvercle

Numéro EAN: 4002511908154 / Numéro de matériel: 04203910 /
Ancien Numéro de matériel: 69545101D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Panier à mailles	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'anesthésie	•
Traitement des instruments MIC	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	55
Dimension extérieure, largeur nette en mm	160
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	240
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	75
Dimension extérieure, largeur brute en mm	165
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	245
Poids net en kg	0,79
Poids brut en kg	0,85