

E 471

Blocage à ressort
pour les buses d'injection d'un Ø de 2,5 mm.



Numéro EAN: 4002512008464 / Numéro de matériel: 04451930 /
Ancien Numéro de matériel: 69747101D

| Appartenance du produit | |
|--|------|
| Laveurs-désinfecteurs, médical | • |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical | • |
| Composants | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| Catégorie de produit | |
| Autres accessoires | • |
| Caractéristiques du produit | |
| Matériau | Inox |
| Couleur | Inox |
| Domaine d'application | |
| Traitement des instruments d'anesthésie | • |
| Traitement des instruments MIC | • |
| Traitement des instruments ORL | • |
| Traitement des instruments avec lumen | • |
| Raccordement électr. standard | |
| Nombre de phases | 0 |
| Tension en V | 0 |
| Fréquence en Hz | 0 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 0,00 |
| Protection par fusible en A | 0 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 0 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 0 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 0 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 12 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 80 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 120 |
| Poids net en kg | 0,00 |
| Poids brut en kg | 0,00 |