

E 444

Utilisation

pour prise en charge optimale câbles de lumière froide et tuyaux d'aspiration.



- Les câbles/tuyaux sont en forme de spirale autour du tambour
- H 202 mm mm, avec étrier 214 mm ; Ø 145 mm mm

Numéro EAN: 4002512083966 / Numéro de matériel: 04637700 / Ancien Numéro de matériel: 69544401D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les instruments MIC	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments MIC	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	202
Dimension extérieure, largeur nette en mm	138
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	112
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	140
Dimension extérieure, largeur brute en mm	150
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	260
Diamètre en mm	145
Poids net en kg	0,28
Poids brut en kg	0,44