

E 800

Utilisation

pour la prise en charge optimale de (Wert)3 compléments à mailles ou haricots.



- Equipé de 4 supports
- Utilisable dans le panier inférieur et supérieur

Numéro EAN: 4002512087773 / Numéro de matériel: 04637720 /
Ancien Numéro de matériel: 69580001D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
G 7831	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément pour les compléments à mailles	•
Complément pour haricots/cuvettes	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des haricots	•
Capacité	
Haricots [nombre]	3
Raccordement élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	165
Dimension extérieure, largeur nette en mm	140
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	290
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	190
Dimension extérieure, largeur brute en mm	195
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	430
Poids net en kg	0,29
Poids brut en kg	0,49