


E 803

Utilisation

pour la prise en charge optimale des spéculums auriculaires et nasaux.



- (Wert)160 compartiments d'env. 13 x 13 mm
- Largeur de mailles au fond : 1,7 mm
- Utilisable dans le panier inférieur et supérieur

Numéro EAN: 4002512087735 / Numéro de matériel: 04637750 /
Ancien Numéro de matériel: 69580301D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les instruments ORL	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	160
Domaine d'application	
Traitement des instruments ORL	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	63
Dimension extérieure, largeur nette en mm	165
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	317
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	80
Dimension extérieure, largeur brute en mm	220
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	450
Poids net en kg	1,25
Poids brut en kg	1,30