

E 460

Utilisation

pour la prise en charge optimale de divers instruments de MIC.



- Convient pour éléments optiques fixes de différentes longueurs
- Largeur mailles au fond 8 x 1 mm, côtés/couvercle 7 x 7 x 3 mm
- 3 supports pour la prise en charge de 2 éléments optiques fixes

Numéro EAN: 4002512183383 / Numéro de matériel: 04861390 /
Ancien Numéro de matériel: 69546001D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les instruments MIC	•
Autre complément	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments MIC	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	53
Dimension extérieure, largeur nette en mm	100
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	430
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	95
Dimension extérieure, largeur brute en mm	170
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	550
Poids net en kg	0,71
Poids brut en kg	0,94