

E 466

Gicleur à injection

pour la prise en charge optimale de soufflets de 8 x 333 mm.



Numéro EAN: 4002512223744 / Numéro de matériel: 04966620 /
Ancien Numéro de matériel: 69746601D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'anesthésie	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	333
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	140
Dimension extérieure, largeur brute en mm	260
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	150
Diamètre en mm	8
Poids net en kg	0,85
Poids brut en kg	1,00