

DGGL 1

Plats pour cuisson à la vapeur perforés
pour tous les fours à vapeur DG excepté le DG 7000.

Numéro EAN: 4002512309219 / Numéro de matériel: 05001370 /
Ancien Numéro de matériel: 22996084D



- Pour cuire légumes, poisson, viande et pommes de terre sans fond
- Parfait pour la décongélation des aliments surgelés
- Capacité : 1,5 l, capacité utile : 0,9 l
- Dimensions extérieures l x P x H : 325 x 176 x 40 mm
- Accessoires professionnels de production européenne