

E 467

Douille de rinçage

pour les instruments MIC/pinces, longueur 205 mm, Ø 11 mm.



Numéro EAN: 4002512274340 / Numéro de matériel: 05039640 /
Ancien Numéro de matériel: 69546701D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Douille de rinçage	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	205
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	60
Dimension extérieure, largeur brute en mm	250
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	180
Diamètre en mm	11
Poids net en kg	0,02
Poids brut en kg	0,02