

E 468

Utilisation

pour la prise en charge optimale de divers instruments.



- En grille métallique/inox avec couvercle et compartiments
- Largeur de mailles 5 x 5 x 1 mm

Numéro EAN: 4002512277280 / Numéro de matériel: 05043640 /
Ancien Numéro de matériel: 69546801D

| | |
|--|------|
| Appartenance du produit | |
| Laveurs-désinfecteurs | • |
| Laveurs-désinfecteurs, médical | • |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical | • |
| Composants | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| G 7831 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| Catégorie de produit | |
| Panier à mailles | • |
| Caractéristiques du produit | |
| Matériau | Inox |
| Couleur | Inox |
| Domaine d'application | |
| Traitement des instruments d'anesthésie | • |
| Traitement des instruments MIC | • |
| Traitement des instruments chirurgicaux | • |
| Raccordement élect. standard | |
| Nombre de phases | 0 |
| Tension en V | 0 |
| Fréquence en Hz | 0 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 0,00 |
| Protection par fusible en A | 0 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 76 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 170 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 250 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 100 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 205 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 315 |
| Poids net en kg | 0,67 |
| Poids brut en kg | 0,82 |