

E 484

Utilisation

pour la prise en charge de divers instruments.



- Tresse métallique de 1,4 mm, largeur de mailles de 8 mm
- Equipé des supports : E 485, E 486, E 487, E 488, E 489

Numéro EAN: 4002512398718 / Numéro de matériel: 05109190 /  
Ancien Numéro de matériel: 69548401D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Composants</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément pour haricots/cuvettes	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des sabots de bloc OP	•
Traitement des cuvettes	•
Traitement des haricots	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement de divers ustensiles	•
<b>Capacité</b>	
Sabots de bloc OP [nombre]	16
Cuvettes [nombre]	4
Haricots [nombre]	9
Masques respiratoires [nombre]	9
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	150
Dimension extérieure, largeur nette en mm	470
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	480
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	560
Dimension extérieure, largeur brute en mm	180
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	2,97
Poids brut en kg	3,78