

E 485
Support
pour la prise en charge optimale de 3 haricots.



Numéro EAN: 4002512398725 / Numéro de matériel: 05109210 /
Ancien Numéro de matériel: 69548501D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Complément pour haricots/cuvettes	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des haricots	•
Capacité	
Haricots [nombre]	3
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	195
Dimension extérieure, largeur nette en mm	80
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	464
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	70
Dimension extérieure, largeur brute en mm	280
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	505
Poids net en kg	0,41
Poids brut en kg	0,56