

E 486
Support
pour la prise en charge optimale de récipients.



- Convient pour la prise en charge d'(Wert)1 récipient

Numéro EAN: 4002512398732 / Numéro de matériel: 05109230 /
Ancien Numéro de matériel: 69548601D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément pour haricots/cuvettes	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des cuvettes	•
Capacité	
Cuvettes [nombre]	1
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	275
Dimension extérieure, largeur nette en mm	464
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	10
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	475
Dimension extérieure, largeur brute en mm	465
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	25
Poids net en kg	0,21
Poids brut en kg	0,43