

E 488
Support
pour la prise en charge optimale de masques respiratoires.



- Convient pour (Wert)3 masques respiratoires

Numéro EAN: 4002512398756 / Numéro de matériel: 05109260 /
Ancien Numéro de matériel: 69548801D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Autre complément	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de divers ustensiles	•
Capacité	
Masques respiratoires [nombre]	3
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	31
Dimension extérieure, largeur nette en mm	240
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	210
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	75
Dimension extérieure, largeur brute en mm	280
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	510
Poids net en kg	0,27
Poids brut en kg	0,39