

AUF 1

Logement

Traitement optimal des instruments de transfert dans le panier sup. O 177/1.



- Composé de : un joint, une douille fileté, une attache
- Prise en charge partie inf. et supérieure, 5 plaques filtrantes

Numéro EAN: 4002512427517 / Numéro de matériel: 05159510 / Ancien Numéro de matériel: 68551101D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Composants</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Logement ou adaptateur pour instruments de transfert	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments dentaires	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	80
Dimension extérieure, largeur brute en mm	80
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	100
Poids net en kg	0,90
Poids brut en kg	1,84
<b>Accessoires</b>	
Plaque de filtre FP	•