

E 713

Chariot

pour (Wert)2 containers DIN, couvercles inclus et (Wert)4 compléments à mailles sur 3 niv.



- Equipé de 2 bras de lavage intégrés
- Les dimensions de chargement de chaque niveau sont différentes
- Bande mag. pour détection auto. chariot (sans bande magn.)
- Equipé d'un raccordement pour 5 instruments à cavité
- Equipé d'un raccord pour séchage à air chaud

Numéro EAN: 4002512401944 / Numéro de matériel: 05221550 /
Ancien Numéro de matériel: 69571301D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
G 7825	•
G 7826	•
Catégorie de produit	
Chariot de chargement pour compléments	•
Chariots pour conteneurs	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des containers	•
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	4
Compléments à mailles SPRI [nombre]	2
Container DIN hauteur 15 cm [nombre]	2
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	530
Dimension extérieure, largeur nette en mm	575
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	600
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	560
Dimension extérieure, largeur brute en mm	640
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	680
Poids net en kg	9,70
Poids brut en kg	10,00
Accessoires	
Barre magnétique pour l'identification automatique du chariot (sans aimant) [nombre]	1