

DOS 60/30

Pompe de dosage

pour le dosage de produits liquides neutres/alcalins.



- Pour le dosage de détergents liquides
- Pour le dosage des désinfectants chimiques
- Pour l'installation ultérieure par service après-vente Miele

Numéro EAN: 4002512417532 / Numéro de matériel: 05267420 /
Ancien Numéro de matériel: 69225003D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
G 7825	•
G 7826	•
Catégorie de produit	
Système de dosage	•
Caractéristiques du produit	
Taux d'extraction en ml/60 secondes	120
Longueur de la canne d'aspiration en mm	333
Raccordement élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	310
Dimension extérieure, largeur brute en mm	250
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	430
Poids net en kg	1,70
Poids brut en kg	1,95