

AUF 2

Logement

Traitement optimal des instruments de transfert dans le panier sup. O 801/2.



- Composé de : un joint, une douille fileté, une attache
- Prise en charge partie inf. et supérieure, 5 plaques filtrantes

Numéro EAN: 4002512427524 / Numéro de matériel: 05282470 / Ancien Numéro de matériel: 68551701D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Composants	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Catégorie de produit	
Support	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	118
Dimension extérieure, largeur brute en mm	122
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	305
Poids net en kg	0,21
Poids brut en kg	0,26
Accessoires	
Plaque de filtre FP	•