

MVA

Kit de montage

pour mettre en place l'appareil sans bac de fond sur socle.



- Pièces fournies : 4 pieds, 4 pattes et 4 chevilles.

Numéro EAN: 4002512417525 / Numéro de matériel: 05318010 /
Ancien Numéro de matériel: 69210004D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
G 7825	•
G 7826	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	30
Dimension extérieure, largeur brute en mm	90
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	180
Poids net en kg	0,75
Poids brut en kg	0,90