


E 489

Support multi-usages

pour prise en charge divers instruments, p. ex. semelles sabots bloc opératoire.



Numéro EAN: 4002512431835 / Numéro de matériel: 05337120 /  
Ancien Numéro de matériel: 69548901D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément pour sabots de bloc OP	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des sabots de bloc OP	•
Raccordement élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	60
Dimension extérieure, largeur nette en mm	464
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	10
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	35
Dimension extérieure, largeur brute en mm	130
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	470
Poids net en kg	0,12
Poids brut en kg	0,23