

E 984

Utilisation

pour la prise en charge de différents instruments.



- Possibilité d'équipement avec différents supports

Numéro EAN: 4002512431323 / Numéro de matériel: 05337750 /
Ancien Numéro de matériel: 69598401D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Complément pour haricots/cuvettes	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des sabots de bloc OP	•
Traitement des cuvettes	•
Traitement des haricots	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	371
Dimension extérieure, largeur nette en mm	150
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	572
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	390
Dimension extérieure, largeur brute en mm	160
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	590
Poids net en kg	2,95
Poids brut en kg	3,30