

E 986  
Support  
pour prise en charge opt. de 5 récipients.



- Pour une utilisation dans le complément E 984

Numéro EAN: 4002512431347 / Numéro de matériel: 05337770 /  
Ancien Numéro de matériel: 69598601D

<b>Appartenance du produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Composants</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément pour haricots/cuvettes	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des cuvettes	•
<b>Capacité</b>	
Cuvettes [nombre]	1
<b>Raccordement élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	25
Dimension extérieure, largeur brute en mm	330
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	435
Poids net en kg	0,19
Poids brut en kg	0,36