

E 989

Support multi-usages

par exemple pour 8 semelles de sabots de bloc opératoire.



- Pour une utilisation dans le complément E 984

Numéro EAN: 4002512431828 / Numéro de matériel: 05376740 /
Ancien Numéro de matériel: 69598901D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Autre complément	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des sabots de bloc OP	•
Capacité	
Semelles [nombre]	8
Raccordement élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	20
Dimension extérieure, largeur brute en mm	330
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	415
Poids net en kg	0,10
Poids brut en kg	0,26