


E 747

Module

pour prise en charge optimale des tubes à centrifuger, flacons et tubes à essai.



- 104 buses pour tubes à centrifuger, flacons, tubes à essai, etc.
- 104 buses de 2,5 x 110 mm

Numéro EAN: 4002512591218 / Numéro de matériel: 05464630 /
Ancien Numéro de matériel: 69574701D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
G 7825	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les tubes à essai	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Capacité	
Tubes à essai [nombre]	104
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	168
Dimension extérieure, largeur nette en mm	492
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	496
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	650
Dimension extérieure, largeur brute en mm	660
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	810
Poids net en kg	38,00
Poids brut en kg	44,00