


A 18  
Couvercle  
pour fixer la vaisselle fragile.



- Tresse métallique 1 mm, largeur mailles 5 mm, cadre tournant 4 mm

Numéro EAN: 4002513118124 / Numéro de matériel: 05631080 /  
Ancien Numéro de matériel: 69745006D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Couvercle	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	20
Dimension extérieure, largeur nette en mm	230
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	430
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	70
Dimension extérieure, largeur brute en mm	250
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	490
Poids net en kg	0,37
Poids brut en kg	0,55