


E 523

Utilisation

pour la prise en charge optimale de 6 plaques de panier.



- Equipé de 7 supports (Wert)6 compartiments), H 145, écartement 50 mm

Numéro EAN: 4002513199116 / Numéro de matériel: 05649700 /
Ancien Numéro de matériel: 69552301D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Composants	
PG 8581	•
PG 8591	•
Catégorie de produit	
Complément pour les plaques/plateaux	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	6
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	151
Dimension extérieure, largeur nette en mm	220
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	450
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	195
Dimension extérieure, largeur brute en mm	240
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	495
Poids net en kg	1,40
Poids brut en kg	1,65