


E 470

Gicleur à injection

pour le complément des chariots à injection, Ø 2,5 x 90 mm.



- Convient pour les chariots à injection, vissable
- Convient p. ex. pour bouteilles, Erlenmeyer et ballons

Numéro EAN: 4002513248814 / Numéro de matériel: 05701580 /
Ancien Numéro de matériel: 69547001D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Câble, rilsanisé, Inox
Couleur	Inox, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	90
Dimension extérieure, largeur nette en mm	3
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	3
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	100
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	150
Diamètre en mm	3
Poids net en kg	0,02
Poids brut en kg	0,03