

## DOS G 60

Module de dosage pour bidon de 5 à 10 l

pour dosage auto. des produits nettoyants liquides et contrôle du remplissage.



- Compatible avec tous les PG 8535
- Réglable via la commande électronique de la machine
- Longueur de la canne d'aspiration 300 mm pour bidons de 5 et 10 l
- Longueur du câble de guidage : 1,90 m

Numéro EAN: 4002513252255 / Numéro de matériel: 05703990 / Ancien Numéro de matériel: 69747005D

Appartenance du produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Composants	
G 8066	•
Catégorie de produit	
Système de dosage externe	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Gris
Taux d'extraction en ml/60 secondes	120
Longueur de la canne d'aspiration en mm	333
Raccordement élect. standard	
Nombre de phases	1
Conducteur neutre	N
CA/CC	AC
Tension en V	230-240
Fréquence en Hz	50
Puissance totale de raccordement en kW	0,02
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	117
Dimension extérieure, largeur nette en mm	235
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	107
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	295
Dimension extérieure, largeur brute en mm	250
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	420
Poids net en kg	2,60
Poids brut en kg	2,78