


E 908/1

Utilisation

pour la prise en charge d'instruments MIC/inserts démontables ou optiques.



- Largeur de mailles de 8 x 1 mm (fond), côtés fermés
- Division intérieure réglable individuellement avec 4 arêtes
- Crochet pour suspension avec E 906/1

Numéro EAN: 4002513252286 / Numéro de matériel: 05704010 /
Ancien Numéro de matériel: 69590802D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les instruments MIC	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement des instruments MIC	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	130
Dimension extérieure, largeur nette en mm	460
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	36
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	150
Dimension extérieure, largeur brute en mm	505
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	100
Poids net en kg	0,68
Poids brut en kg	0,85