

ML/2

Barre magnétique

pour la détection automatique du chariot/le contrôle du bras de lavage.



- Barrette ML/2 essentielle pour util. #contrôle bras de lavage#<inRef.objid>Z
- 5 aimants, combinaisons variables
- 15 combinaisons possibles

Numéro EAN: 4002513274158 / Numéro de matériel: 05723270 / Ancien Numéro de matériel: 69745703D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
PG 8535	•
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Barrette d'aimants pour identification automatique de chariot	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox, Noir
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	9
Dimension extérieure, largeur nette en mm	25
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	275
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	95
Dimension extérieure, largeur brute en mm	205
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	315
Poids net en kg	0,17
Poids brut en kg	0,32