

DE-CS7-78

Couvercle de l'appareil

pour le couvercle supérieur de la machine, 70 cm de prof., 90 cm de larg.



Numéro EAN: 4002513297560 / Numéro de matériel: 05744740 /  
Ancien Numéro de matériel: 69216009D

<b>Appartenance du produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Composants</b>	
PG 8535	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Couvercle	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	900
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	700
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	50
Dimension extérieure, largeur brute en mm	820
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1010
Poids net en kg	6,80
Poids brut en kg	8,60