

A 19
Couvercle
pour fixer la vaisselle fragile.



- Tôle perforée 7 x 7 x 3 mm
- Convient pour l'utilisation de E 969

Numéro EAN: 4002513298758 / Numéro de matériel: 05746210 /
Ancien Numéro de matériel: 69796901D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PG 8527	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Couvercle	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	18
Dimension extérieure, largeur nette en mm	251
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	351
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	70
Dimension extérieure, largeur brute en mm	275
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	515
Poids net en kg	0,55
Poids brut en kg	0,70