

E 131/1

Utilisation

pour la prise en charge optimale de (Wert)5 compléments à mailles et haricots.



- Convient pour (Wert)5 compléments à mailles ou haricots
- Equipé de 6 supports, hauteur : (Wert)160 mm mm, écartement : (Wert)80 mm mm

Numéro EAN: 4002513317336 / Numéro de matériel: 05771030 /
Ancien Numéro de matériel: 69513102D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément pour les compléments à mailles	•
Complément pour haricots/cuvettes	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Écart entre les supports en mm	80
Hauteur de support en mm	160
Domaine d'application	
Traitement des haricots	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Capacité	
Haricots [nombre]	5
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	168
Dimension extérieure, largeur nette en mm	180
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	495
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	185
Dimension extérieure, largeur brute en mm	200
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	530
Poids net en kg	0,61
Poids brut en kg	0,90