


E 965

Utilisation

pour la prise en charge optimale de béchers 250 - 600 ml.



- Equipé de 15 x 3 supports pour béchers de 250 à 600 ml

Numéro EAN: 4002513369229 / Numéro de matériel: 05848290 /
Ancien Numéro de matériel: 69596501D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PG 8527	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les béchers	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Béchers [nombre]	98
Raccordement élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	173
Dimension extérieure, largeur nette en mm	357
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	522
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	280
Dimension extérieure, largeur brute en mm	540
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	560
Poids net en kg	2,07
Poids brut en kg	2,86